

Reactivos para manganeso de intervalo bajo (150 pruebas)

HI93748-03



Descripción

CARACTERÍSTICAS:

Los HI93748-03 son reactivos de alta calidad que se suministran preparados, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. El procedimiento de medición es una adaptación del método 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN). La reacción entre el manganeso y los reactivos provoca un color naranja en la muestra. Al agregar los reactivos a la muestra, se llevará a cabo una reacción y se puede utilizar un contador o medidor portátil compatible para determinar la concentración de acuerdo al color. Los resultados se mostrarán en $\mu\text{g/L}$ (ppb) de manganeso. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un intervalo esperado de 0 a 300 $\mu\text{g/L}$ de manganeso.

- Reactivos preparados para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote

Especificaciones

Paquete	Frascos goteros y sobres
Cantidad	150 pruebas
Método	Adaptación del método 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN). La reacción entre el manganeso y los reactivos produce un color naranja en la muestra.

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica