

## Electrodo de ORP, DIN

HI 3619D



### Descripción

Electrodo de ORP para uso general laboratorio, desinfección.

Recomendado para usar con medidores pH HI 98140, HI 98150, HI 98230 y HI 98240.

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	Individual, Ag/AgCl
<b>Unión / Flujo Velocidad</b>	cerámica, Individual / 15-20 $\mu\text{L/h}$
<b>Electrolito</b>	KCl 3.5M + AgCl
<b>Presión Máxima</b>	0.1 bar
<b>Rango</b>	ORP: $\pm 2000$ mV
<b>Temperatura recomendada de operación</b>	20 a 40°C (68 a 104°F)
<b>Punta/Forma</b>	perno de platino
<b>Sensor de temperatura</b>	no

<b>Amplificador</b>	si
<b>Material del cuerpo</b>	vidrio
<b>Cable</b>	7-pole; 1 m (3.3')
<b>Conexión</b>	DIN*

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica