

## Electrodo combinado de ORP, recargable.

HI 3131B



### Descripción

Electrodo de ORP para uso general laboratorio, titulaciones ORP.

Para medidores pH con sistema Cal Check™

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	individualR mgUmgol
<b>Unión /FlujoVelocidad</b>	cerámica, Individual / 15-20 µL/h
<b>Electrolito</b>	KCl 3.5M + AgCl
<b>Presión Máxima</b>	0.1 bar
<b>Rango</b>	ORP: ±2000 mV
<b>Temp. de Operación recomendada</b>	20 a 40°C (68 a 104°F)
<b>Punta/Forma</b>	perno de platino
<b>Sensor de temperatura</b>	no

---

<b>Amplificador</b>	no
<b>Material del cuerpo</b>	vidrio
<b>Cable</b>	coaxial; 1 m (3.3')
<b>Conexión</b>	BNC

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica