

## Solución de limpieza de electrodo para aceites y grasas, botella FDA de 500 mL

HI 8077L



### Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

ANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y

disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

## Especificaciones

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b> | aceites y grasas      |
| <b>Paquete</b>    | botella FDA de 500 mL |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica