Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Solución de almacenamiento de electrodo, botella FDA de 230 mL

HI 80300M



Descripción

Para minimizar las obstrucciones y asegurar tiempos rápidos de respuesta, mantenga siempre húmedos el bulbo de vidrio



Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

y la unión de su electrodo de pH.

Especificaciones

Descripción	solución de almacenaje electrodo
Paquete	botella FDA de 230 mL

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica