

## Mini-agitador magnético compactos

HI 180



## Descripción

Los agitadores comunes son fabricados con componentes de acero y aluminio. Estas unidades a menudo son demasiado grandes y pesadas para encajar en un espacio limitado de un laboratorio. Las series HANNA HI 180 es compacto, liviano, barato y diseñado en una forma redonda especial sin esquinas afiladas

A menudo, en el laboratorio, se extrae una muestra de un agitador típico antes de reducir la velocidad. Normalmente, esto haría que el motor acelere hasta que se destruya. No es así con los agitadores HANNA. Los agitadores incorporan controles electrónicos que permiten al usuario regular la velocidad con la mayor precisión. Además, de la velocidad de control, un mecanismo Speedsafe™ se asegura de que la velocidad máxima nunca sea superada.

Las series HI 180 mini-agitadores están disponibles en nueve colores. Varias series HI 180 agitadores, se pueden colocar en una mesa de laboratorio con sus colores para ayudar e identificar las diferentes muestras.

## Especificaciones

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Capacidad máxima de agitación</b> | 1 litro (0.26 galones) |
| <b>Rango de Velocidad Min.</b>       | 100 rpm                |
| <b>Rango de Velocidad Max.</b>       | 1000 rpm               |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fuente de poder          | 110/115 VAC o 220/240 VAC, 50/60 Hz |
| Categoría de instalación | II                                  |
| Cubierto de Material     | ABS plástico                        |
| Ambiente                 | 0 a 50°C (32 a 122°F) ; HR max 95%  |
| Dimensiones              | 137 mm (dia) a 51 mm (h)            |
| Peso                     | 640 g (1.4 lbs.)                    |

## Accesorios

- **HI 731319** Barra agitadora magnética

## Cómo pedir

Todos los modelos son entregados con barra de agitación micro y las instrucciones

- **HI 180A-1** Amarillo Claro mini- agitador(115V)
- **HI 180A-2** Amarillo Claro mini agitador (230V)
- **HI 180B-1** Verdemar Claro mini-agitador (115V)
- **HI 180B-2** Verdemar Claro mini-agitador (230V)
- **HI 180C-1** Azul Claro mini-agitador (115V)
- **HI 180C-2** Azul Claro mini-agitador (230V)
- **HI 180D-1** Amarillo mini-agitador (115V)
- **HI 180D-2** Amarillo mini-agitador (230V)
- **HI 180E-1** Verde mini-agitador (115V)
- **HI 180E-2** Verde mini-agitador (230V)
- **HI 180F-1** Azul mini-agitador (115V)
- **HI 180F-2** Azul mini-agitador (230V)
- **HI 180G-1** Rojo mini-agitador (115V)
- **HI 180G-2** Rojo mini-agitador (230V)
- **HI 180H-1** Gris mini-agitador (115V)
- **HI 180H-2** Gris mini-agitador (230V)
- **HI 180I-1** Marfil mini-agitador(115V)
- **HI 180I-2** Marfil mini-agitador (230V)

## Ventajas

- **Borde Redondo**
- **Diseño dinámico. Fácil de manejar, estos agitadores ligeros y compactos necesitan muy poco espacio y son rápidamente reconocibles en una mesa atareada de trabajo.**
- **Hecho para durar. Sin vidrio resistente a productos químicos resiste a los daños causados por caídas accidentales.**

## Video

No Especifica