

HALO



COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Bogotá: (57 1) 518 9995 ▼ Medellín: (57 4) 423 3334 ▼ Cali: (57 2) 393 0378 ▼ Barranquilla: (57 5) 320 1325 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310 ▼ Pereira: (57 6) 341 3652

www.hannacolombia.com

Electrodo	Características	Beneficios	Recomendado para
HI 11312	Punta esférica, rellenable, doble unión	Fácil de limpiar, resultados rápidos en líquidos, menos propenso a taponamiento	Propósitos generales, laboratorio
HI 11102	Punta esférica, gel de relleno, doble unión	Resultados rápidos en líquidos, requiere poco mantenimiento	Educación, uso general en laboratorio y pruebas medioambientales
HI 2142	Punta plana, cuerpo en titanio, unión de tela	Cuerpo resistente para ambientes agresivos, fácil de limpiar	Mezclas, mosto y cervezas terminada
FC 2022	Punta cónica, cuerpo en PVDF grado alimenticio, Gel de relleno viscolene	Buenos resultados para medición directa de semisólidos y emulsiones	Aplicaciones en alimentos
HI 12922	Punta esférica, gel de relleno y cuerpo duradero PEI	Estabilización rápida a bajas temperaturas, penetración fácil en semisólidos y emulsiones	Suelos
HI 12302	Punta esférica, gel de relleno y cuerpo duradero PEI	Larga duración, poco mantenimiento, protección contra rotura accidental	Educación y pruebas en campo
HI 10532	Triple unión cerámica, punta cónica y vidrio de baja temperatura	Mayor precisión a bajas temperaturas, diseñado para uso en sólidos, semisólidos y emulsiones	Alimentos
HI 10482	Unión de mango resistente a la obstrucción, rellenable y unión de flujo rápida	Extra protección contra obstrucción, mantiene el electrodo funcionando hasta 20 veces más. Tiempo de respuesta rápida.	vinos, mosto, salsas, jugos y bebidas
HI 14142	Punta plana, unión abierta y vidrio de baja temperatura	Área de superficie óptima para superficies planas, interfaz de gel sólido (impermeable a la obstrucción)	Laboratorio y superficies planas
HI 13302	Punta esférica, cuerpo cónico y vidrio de baja temperatura	Ideal para espacios y volúmenes pequeños, respuesta rápida y precisa a bajas temperaturas	Laboratorio, viales y tubos de ensayo
HI 10832	Punta de micro bulbo de 3mm y vidrio de propósito general	Mediciones de hasta 100 µL, la mejor respuesta en todo el rango de pH	Laboratorio y tubos centrífugos

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Bogotá: (57 1) 518 9995
 ▼ Medellín: (57 4) 423 3334
 ▼ Cali: (57 2) 393 0378
 ▼ Barranquilla: (57 5) 320 1325
 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720
 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310
 ▼ Pereira: (57 6) 341 3652

www.hannacolombia.com